



HALTBARKEITSNACHWEIS FÜR TESTTINTEN UND -STIFTE

Wir garantieren bei sachgemäßer Handhabung eine Haltbarkeit von 6 Monaten, die ab dem Öffnen und Gebrauch der Tintenflaschen und Teststifte gültig wird. Ungeöffnet beträgt die Lagerdauer 1 Jahr.

Die Haltbarkeit wird vom Gebrauch, wie auch von der Lagerung her beeinflusst.

Sachgemäße Handhabung der Tinten und Stifte heißt:

- Lagerung bei Zimmertemperatur 18 bis 25°C
- Vermeidung von starker Lichteinstrahlung
- Behälter stets gut verschlossen halten
- Verschmutzung der Tinten in den Flaschen und der Schreibfilze der Stifte absolut vermeiden, wie Eintragen von Staub und Schmutz bei Pinselverwendung. Bei Verwendung von Tinte auf Metalloberflächen, welche verölt sein können, nur Einmalwattestäbchen einsetzen. Teststifte können nur auf sauberen Metalloberflächen verwendet werden.

Eine standardmäßige Abweichung von +/- 1,0 mN/m (Stifte) +/- 0,5 mN/m (Tinte) ist gegeben.

Die Tinten werden entweder in Filzstifte abgefüllt oder in Flaschen mit Volumina 10 ml / 100 ml / 250 ml.

Testtinten werden im Allgemeinen für Benetzungsdarstellungen verwendet, die Rückschlüsse auf das Haftungsvermögen der Oberflächen zulassen und die Sauberkeit der Oberfläche bestimmen.

Rücksendung zur Entsorgung nicht mehr verwendeter Tinten ist möglich.

01.04.2020